

Cosmos Sync iOS

Video

CosmosSync vous offre la possibilité de prendre vos vidéos et d'en saisir des images avec l'appareil photo à même votre écran. Différentes options s'offre à vous dans la section paramètre afin d'adapter sa réalisation selon vos besoins. À l'aide de votre souris d'ordinateur, cliquer sur l'une de ces quatre options.

Module vidéo

Devant votre écran principal - Appuyez sur l'icône **«prise de vidéo»** - Appuyez sur le bouton vidéo au centre à droite pour commencer l'enregistrement Il est à noter que durant la prise vidéo vous pouvez en tout temps appuyer sur le bouton appareil photo pour en capter l'image d'un moment bien précis autant de fois que désiré. - Ré appuyez sur le bouton vidéo lorsque vous avez terminé - Appuyez sur le bouton triangle vert pour regarder votre vidéo et appuyer sur le bouton appareil photo pour en capter l'image d'un moment bien précis autant de fois que désiré. - Appuyez sur le bouton poubelle pour supprimer votre dernier enregistrement vidéo, une fenêtre apparaîtra - Appuyez sur **«oui»** si vous désirez supprimer la vidéo En tout temps, vous pouvez : - Appuyez sur l'icône Appareil photo en bas à gauche pour actionner la caméra frontale. Appuyez de nouveau pour la caméra arrière - Appuyez sur l'icône lumière pour obtenir un éclairage - Appuyez à nouveau pour cesser l'éclairage - Appuyer les doigts au centre de l'écran et glissez vers l'extérieur pour un plan plus rapproché - Ramenez les doigts vers le centre pour un plan plus général L'avantage d'une vidéo accompagné de prise de photo permet de noter des points bien précis à votre dossier Si vous désirez visionner la capsule vidéo explicative dans le but de changer rapidement de dossier sans sortir du module vidéo, cliquez sur le bouton vidéo à droite de l'écran de votre ordinateur

Paramètres

Pour modifier vos paramètres de choix de résolution ou du taux d'échantillonnage, voici la marche à suivre : - Touchez à la flèche retour pour aller au menu principal - Appuyez sur **«Autres options»** - Appuyez sur **«Paramètre»** - Allez appuyer sur **«Choix de résolution vidéo»** - Appuyez sur la plus haute résolution qui vous est offerte pour une qualité maximale de l'image et pour revenir aux Paramètres - Allez appuyer sur **«Taux d'échantillonnage vidéo»** - Sélectionnez le plus haut débit indiqué pour une qualité optimale de votre vidéo - Appuyez deux fois sur la flèche retour pour revenir au menu principal Vous pouvez maintenant utiliser votre module vidéo avec un résultat de qualité supérieur

Information supplémentaire

Cette capsule vidéo vous permettra de comprendre la manière de changer rapidement de dossier sans avoir à retourner dans le dossier de travail. Voici comment faire : Lors de la prise de vidéo, maintenez l'icône vidéo à droite jusqu'à ce que la fenêtre **«Dossier»** apparaisse. - Appuyer sur **«Ajouter»** si vous désirez vous créer un ou plusieurs mots clés de dossier à l'aide du clavier -

Cosmos Sync iOS

Appuyer sur «**terminé**» pour retourner à la fenêtre «**Dossier**» - Appuyer sur «**ok**» et le mot apparaîtra dans la liste - Sélectionner votre choix en appuyant sur celui-ci Le nom du dossier du dossier de travail sera ainsi renommé automatiquement pour vos prochaines vidéos sans avoir à sortir du module de prise de vidéo

Référence ID de l'article : #1039

Auteur : Administrator

Dernière mise à jour : 2017-10-10 17:52